

Nieuwe verpakkingsvorm en instructies voor Ebixa® 10 mg/g druppels voor oraal gebruik, oplossing.

Memantine hydrochloride

Met deze instructie informeren wij u over het gebruik van de doseerpomp voor Ebixa® 10 mg/g druppels voor oraal gebruik, oplossing. Deze doseerpomp vervangt hiermee tevens de voormalige druppelaar voor Ebixa® 10 mg/g druppels voor oraal gebruik, oplossing. Ebixa wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer.

Wij adviseren u om altijd de gehele bijsluiter te raadplegen. U vindt deze in de verpakking. Volg daarnaast altijd het voorschrift van uw arts.

Dosering

De aanbevolen en maximale dosering van Ebixa voor volwassenen en oudere patiënten is vier volledige neerwaartse pompbewegingen. Dit komt overeen met 20 mg éénmaal per dag. Om het risico van bijwerkingen te verkleinen wordt deze dosis geleidelijk opgebouwd volgens het weergegeven dagelijkse behandelingschema.

week 1	5 mg =	één neerwaartse pompbeweging	(was 10 druppels)
week 2	10 mg =	twee neerwaartse pompbewegingen	(was 20 druppels)
week 3	15 mg =	drie neerwaartse pompbewegingen	(was 30 druppels)
week 4 en daarna	20 mg =	vier neerwaartse pompbewegingen	(was 40 druppels)

De gebruikelijke aanvangsdosis is éénmaal per dag één neerwaartse pompbeweging (1 x 5 mg) in de eerste week. Deze dosis wordt in de

tweede week verhoogd tot twee neerwaartse pompbewegingen éénmaal per dag (1 x 10 mg) en in de derde week tot drie neerwaartse pompbewegingen éénmaal per dag (1 x 15 mg). Vanaf de vierde week is de aanbevolen dosering vier neerwaartse pompbewegingen eenmaal per dag (1 x 20 mg).

Instructies voor een goed gebruik van de pomp

De oplossing mag niet rechtstreeks vanuit de fles of de pomp in de mond worden gegoten of gepompt. Meet de dosis af door middel van de pomp in een lepel of een glas met een weinig water.

Schroef de draaidop van de fles:

Draai de dop tegen de klok in, volledig los en verwijder hem (fig. 1)

1.



De doseerdop op de fles bevestigen:

Haal de doseerpomp uit het plastic zakje (fig. 2) en plaats het op de hals van de fles. Laat het plastic buisje voorzichtig in de fles glijden. Schroef de doseerpomp met de klok mee stevig vast op de hals van de fles (fig. 3). De doseerpomp moet maar éénmaal vastgeschroefd worden bij het voor het eerst in gebruik nemen en mag daarna niet meer worden losgeschroefd.

2.



3.



Hoe de pomp werkt:

De doseerpompkop heeft twee standen en is gemakkelijk te draaien :

1. tegen de klok in om te openen en
2. met de klok mee om te sluiten.

De kop van de doseerpomp mag niet worden ingedrukt wanneer die in gesloten stand staat. De oplossing kan enkel vrijkomen in open stand. Om te openen, draai de kop van de pomp in de richting van de pijl totdat verder draaien onmogelijk wordt (ongeveer één achtste van een draai, fig. 4). De doseerpomp is dan klaar voor gebruik.

4.



De doseerpomp gebruiksklaar maken:

Wanneer voor de eerste maal gebruikt, zal de doseerpomp niet de juiste hoeveelheid druppeloplossing vrijgeven. Vandaar dat de pomp gebruiksklaar moet worden gemaakt door vijfmaal achtereenvolgens de kop van de doseerpomp volledig in te drukken (fig. 5).

5.



De zo vrijgekomen oplossing dient weggegooid te worden. De volgende keer dat de doseerpomp volledig neerwaarts wordt gedrukt, komt de juiste dosis vrij (fig. 6).

6.



Juist gebruik van de doseerpomp:

Plaats de fles op een vlak, horizontaal oppervlak, bijvoorbeeld op een tafelblad, en gebruik hem uitsluitend rechtopstaand. Houd een glas met wat water of een lepel onder de spuitkop. Druk de kop van de pomp op vastberaden, beheerste maar gelijkmatige wijze naar beneden – niet te traag (fig. 7, fig. 8).

7.



8.



De kop van de doseerpomp kan nu worden losgelaten en staat klaar voor de volgende neerwaartse pompbeweging.

De doseerpomp mag enkel worden gebruikt met de Ebixa oplossing in de hiertoe voorziene fles, niet voor andere vloeistoffen of containers. Als de pomp niet goed werkt, raadpleeg uw arts of apotheker. Sluit de doseerpomp na gebruik van Ebixa.

Meer informatie is verkrijgbaar bij:

Lundbeck B.V.
Postbus 12021
1100 AA Amsterdam
Telefoon: 020-6971901
Telefax: 020-6910632
Email: info.nl@lundbeck.com